

Anwendungstipps für die effektive und sichere Nutzung eines portablen Sauerstoffkonzentrators

Mobile Sauerstoffkonzentratoren sind tragbare medizinische Geräte, die Sauerstoff aus der Umgebungsluft gewinnen. Sie sind dabei Umgebungsbedingungen wie hoher Luftfeuchtigkeit, Hitze, Kälte und Staub ausgesetzt. Um eine lange und zuverlässige Nutzung Ihres Therapiegerätes zu gewährleisten, bitten wir Sie, folgende Hinweise zu beachten.

Wichtige Hinweise:

Betriebsdauer

Sparen Sie nicht bei der Anwendung. Ein mobiler Sauerstoffkonzentrator sollte mindestens 30 Minuten verwendet werden.

Nach Nutzung bei Feuchtigkeit

Nach der Nutzung bei Regen, Nebel oder allgemein feuchtem Milieu empfehlen wir, das Gerät im häuslichen Umfeld mindestens 20 Minuten weiter zu verwenden.

Lagerung

Lagern Sie das Gerät im häuslichen Umfeld, z.B. nicht im Auto oder Keller.

Akku

Prüfen Sie den Ladezustand des Akkus regelmäßig. Bei Nichtverwendung des Gerätes sollte der Akku etwa alle vier Wochen geladen werden.

Transport

- Achten Sie darauf, dass eine gute Luftzufuhr und -abfuhr gegeben ist. Legen Sie keine Jacke oder Ähnliches über das Gerät.
- Verwenden Sie nur die originale Transporttasche des Konzentrators oder den speziell für das Gerät entwickelten Rucksack.
- Taschen und Rucksäcke, die nicht vom Hersteller sind, können eine schlechte Belüftung des Gerätes verursachen und damit zu einem Gerätedefekt führen.